

**Dane techniczne:**

- Moc RF 200 W
- Kontrola głębokości igieł 0,2 – 3,5 mm
- Igły połączone ze stali nierdzewnej
- Dotykowy, kolorowy ekran
- 4 rodzaje kartridży na różne rodzaje terapii
- Możliwość wyboru izolowanych lub nieizolowanych igieł
- RF inwazyjne 10 pins, 25 pins i 64 pins
- RF nieinwazyjny nano chip
- Funkcja próżni (vacuum)
- Głowica chłodząca



Cena katalogowa  
**12 000 zł netto**  
**14 760 zł brutto**

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ LUB LEASINGOWEJ



**Seaweex® Beauty Concept**

Al. Witosa 31 lok. 29, 00-710 Warszawa  
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12  
[www.seaweex.pl](http://www.seaweex.pl), [info@seaweex.pl](mailto:info@seaweex.pl)



**Seaweex®**  
RF Ultra Skin

**Seaweex® RF Ultra Skin**  
profesjonalne urządzenie do zabiegów radiofrekwencji  
mikroigłowej z funkcją vacuum i głowicą chłodzącą




Tajemnica sukcesu Radiofrekwencji Mikroigłowej tkwi w równoczesnym mikronakłuwaniu frakcyjnym i podgrzewaniu skóry za pomocą precyzyjnie kontrolowanej fali elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej.

Radiofrekwencja Mikroigłowa to najsilniej i najgłębiej działająca, przebadana klinicznie, dająca doskonałe rezultaty technologia do **niechirurgicznego termoliftingu skóry**.

Dzięki innowacyjności zabiegu, który łączy dwie spektakularne technologie – mikronakłuwanie i falę radiową – możemy szybko i skutecznie **wygładzić, zagęścić i ujędnić skórę na twarzy i ciele, zredukować opuchliznę i worki pod oczami, zmarszczki, rozszerzone pory, blizny, rozstępy i przebarwienia jak również podnieść opadające policzki i powieki oraz poprawić owal całej twarzy**.

RF Mikroigłowy skutecznie wspomaga też leczenie cellulitu i miejscowej otyłości, leczenie trądziku, nadpotliwości oraz redukuje aktywność gruczołów łojowych, co prowadzi do złagodzenia trądziku i przetłuszczania się skóry.

#### Jak działa RF Ultra Skin



Wprowadzenie do skóry głowicy z mikroigłami

Włączenie impulsu RF oraz przepływu RF pomiędzy igłami

Usunięcie igieł po uderzeniu energią i wywołanie efektu termicznego

Odnowa włókien kolagenowych i elastynowych. Pobudzenie procesów przebudowy skóry.



Urządzenie jest wyposażone w **funkcję podciśnienia (vacuum)**, która gwarantuje równomierne nakłuwanie skóry na całej jej powierzchni oraz zmniejsza bolesność zabiegu.

Dodatkowo **głowica chłodząca** zwiększa komfort zabiegu, uspokaja skórę i obkurcza naczynia krwionośne.



#### Efekty:

- Wygładzenie struktury skóry, redukcja zmarszczek, bruzd, blizn i rozstępów
- Widoczna poprawa elastyczności, jędrności skóry oraz kolorytu skóry
- Zagęszczenie skóry
- Zniwelowanie „opadających powiek” i “worków pod oczami”
- Lifting i poprawa owalu twarzy
- Redukcja cellulitu i poprawa jędrności ciała

#### Wskazania:

- Wiotka, o słabej jędrności skóra twarzy, szyi, dekolту
- Zmarszczki i głębokie bruzdy (również w trudno dostępnych miejscach jak warga górna, powieki, okolice uszu)
- Opuchlizna wokół oczu, worki, zasinienia, zmarszczki, opadające powieki
- Opadający owal twarzy, opadające policzki tzw. chomiczki
- Poszerzone pory, blizny – również potrądzikowe, przebarwienia
- Blizny, rozstępy, cellulit i utrata jędrności ciała
- Łojotok, Wypadanie włosów, łysienie

#### Seaweex® RF Ultra Skin wyróżnia:

- Wzmoczona intensywność działania w porównaniu do zwykłej mezoterapii mikroigłowej
- Głębsza penetracja RF frakcyjnego (3,5 mm), niż przy klasycznych zabiegach laserowych (1,7 mm)
- Brak termicznego uszkodzenia skóry
- Kontrola głębokości 0,2 - 3,5 mm oraz mocy 0 - 200 W
- 25 igieł oraz 64 pozłacane piny zapewniają najlepsze efekty zabiegowe
- Możliwość wyboru izolowanych lub nieizolowanych igieł
- Certyfikat CE gwarantuje bezpieczeństwo
- Szerokie spektrum zabiegowe

#### Zestaw zawiera:

- urządzenie Seaweex® RF Ultra Skin z ekranem dotykowym
- 4 rodzaje kartridży na różne rodzaje terapii: inwazyjne 10, 25 i 64 igłowe i nieinwazyjne nano chip
- funkcja vacuum i głowica chłodząca
- profesjonalne szkolenie ukończone certyfikatem
- zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- szkolenie oraz materiały reklamowe

