

Dane techniczne:

- Częstotliwość RF 1MHz / 4MHz / 8MHz
- Moc 100 W
- Kontrola głębokości igieł 0,4 – 4,0 mm
- Średnica igieł 0,1mm
- Igły połączone ze stali nierdzewnej
- Dotykowy, kolorowy ekran 13.3 calowy
- System Android
- 4 rodzaje kartridży na różne rodzaje terapii
- RF inwazyjne 10 pins, 36 pins i 64 pins
- RF nieinwazyjny nano chip
- Funkcja próżni (vacuum) do 70KPa
- Głowica chłodząca z systemem TEC

Cena katalogowa
25 000 zł netto
30 750 zł brutto

SKORZYSTAJ
Z ATRAKCYJNEJ
OFERTY RATALNEJ
LUB LEASINGOWEJ



Seaweex® Beauty Concept

Al. Witosa 31 lok. 29, 00-710 Warszawa
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl



RF INTELLIGENT ANDROID SYSTEM




Seaweex®
RF Smart Frax Pro

INNOWACJA!
Radiofrekwencja mikroigłowa z vacuum oraz skanerem skóry.

Technologia RF

Radiofrekwencja mikroigłowa frakcyjna to innowacyjny zabieg kosmetyczny, który wykorzystuje minimalnie inwazyjne techniki odmładzania skóry. Zabieg polega na użyciu małych, sterylnych igieł, które tworzą mikrourazy na powierzchni skóry. Stymulują one naturalną reakcję gojenia i stymulują produkcję kolagenu i elastyny, skutecznie redukując widoczność blizn, przebarwień i zmarszczek.



Dzięki funkcji vacuum kartridż zasysa skórę równomiernie a igły stale wytwarzają energię o częstotliwości radiowej, zapewniając głęboki i precyzyjny zabieg.

Zalety RF Smart Frax Pro

Skaner skóry

Trzy systemy skanowania skóry: światło UV, światło turbinowe, światło białe.

Światło UV: wykrywa infekcję skóry.


Światło turbinowe: wykrywa czerwone włókna krwi, pigmenty i stany zapalne o charakterze alergicznym.

Białe światło: pozwala ocenić rodzaj skóry, czy jest zanieczyszczona, sucha, odwodniona lub tłusta.

System Android



13.3 calowy ekran z systemem Android

- Suport i aktualizacja systemu online OTA
- Automatyczne identyfikowanie typu igieł i partii zabiegowych; dostosowuje częstotliwość do odpowiednich potrzeb.
- Wspiera funkcję analizy stanu skóry.




Ultracienkie mikroigły

- Minimalna średnica 0.1mm
- Mniejszy dyskomfort
- Doskonała precyzja



Adsorpcja podciśnieniowa

Adsorpcja podciśnieniowa mikroigieł może skutecznie rozwiązać problem słabej spójności głębokości penetracji tradycyjnych mikroigieł, poprawiając wyniki kliniczne o ponad 20%



Głowica bezciśnieniowa

Konieczność ręcznego dociskania do skóry. Głębokość penetracji mikronakłucia w skórę jest nierównomierna.

Głowica z podciśnieniem vacuum

Mikronakłucia wnikać w skórę na jednakową głębokość. Efekt kliniczny jest lepszy o ponad 20%



Wbudowane podciśnienie

Sprzęt jest podatny na zatykanie i namnażanie się bakterii.



Zewnętrzne podciśnienie

Zewnętrzny system filtrów, higieniczny i bezpieczny