

#### Dane techniczne:

- Moc: <60W
- Napięcie: AC220V/50Hz
- Siła ssania: 2,5MPa
- Ciśnienie: 70Kpa
- Przepływ wody: 12L
- Ciśnienie infuzji tlenowej: 0,2Pa
- Chłodzenie: do -10°C
- 6 głowic
- 8 calowy dotykowy, kolorowy ekran



Cena katalogowa  
**7 500 zł netto**

SKORZYTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY RATALNEJ LUB LEASINGOWEJ



Seaweex® Beauty Concept

Al. Witosza 31 lok. 21 c, 00-710 Warszawa  
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12  
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl



## REWOLUCJA W ODMŁADZANIU I PIELEGNACJI

**NOWOŚĆ**



Seaweex®  
PRO FACIAL

Oczyszczanie wodorowe / Hydrabrazja / Lifting 6w1



**Seaweex® PRO FACIAL** to innowacyjne urządzenie do wieloetapowego oczyszczania, nawilżania i liftingu skóry.

PRO FACIAL łączy **6 najnowszych technologii zabiegowych**, które dają spektakularne efekty:

- **oczyszczanie wodorowe ciepłym wodorem**
- **hydrabrazja kwasowa**
- **infuzja tlenowa**
- **RF fala radiowa**
- **EMS aktywacja komórek mięśniowych**
- **mikroprądy**
- **głowica rozgrzewająco - chłodząca**

Zabieg dogłębego oczyszczania wodorowego wykorzystuje spektakularne działanie mikroskopijnych cząsteczek aktywnego wodoru. Dzięki urządzeniu Pro Facial jest on wprowadzany w głąb skóry, niszczy wolne rodniki, co powoduje widoczne odmłodzenie skóry. Zabieg jest bezbolesny i bezpieczny, nie wymaga stosowania igieł. Wykorzystuje działanie podciśnienia.

Wodór to pierwiastek wyróżniający się najmniejszą masą oraz wielkością, a także posiadaniem wyłącznie jednej powłoki elektronowej. Wykorzystany podczas zabiegu estetycznego, usuwa wolne rodniki, wpływając w ten sposób korzystnie na stan skóry, czyniąc ją bardziej nawilżoną oraz odżywną.

#### Zalety wykorzystania wodoru:

- eliminacja wolnych rodników
- właściwości oksydacyjne
- zatrzymanie procesu starzenia

#### Efekty:

- skóra staje się wyraźnie odmłodzona, napięta i dogłębnie oczyszczona
- zminimalizowane są drobne zmarszczki
- cera jest rozświetlona i promienna
- poprawa kolorytu skóry
- regulacja wydzielania nadmiaru sebum
- odnowa, regeneracja i głębokie nawilżenie
- dogłębne oczyszczanie porów i eliminacja zaskórników
- złuszczenie martwych komórek naskórka i dotlenienie komórek
- stymulacja mikrokrążenia
- zatrzymanie procesu starzenia i efekt liftingu

#### Dla kogo przeznaczony jest zabieg?

Zabieg przeznaczony jest dla wszystkich osób niezależnie od wieku i płci. Odpowiedni dla każdego typu skóry: naczynkowej, trądzikowej, atopowej i wrażliwej. Zabieg polecany jest osobom, które chcą dogłębnie oczyścić, ujędrnić i nawilżyć swoją skórę oraz wyeliminować skutki jej starzenia.

#### Na czym polega zabieg?


Skóra poddawana jest działaniu pęcherzyków wodoru zawartych w strumieniu wody o podwyższonym ciśnieniu. Wodór jest najmniejszym i najlżejszym pierwiastkiem, dlatego swobodnie przenika w głąb skóry, gdzie przekształca szkodliwe wolne rodniki tlenowe w cząsteczki wody. Zabieg ten jest świetną alternatywą dla mikrodermabrazji, tylko zamiast korundu i kryształków diamentu, wykorzystuje się wodór i elektroporację. W trakcie zabiegu usuwane są wszelkie zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. Skóra staje się dogłębnie oczyszczona, nawilżona, elastyczna i promienna. Obecnie zabieg oczyszczania wodorowego jest najmniej inwazyjną, całkowicie bezpieczną i bezbolesną metodą oczyszczania skóry.

#### Wskazania:

- neutralizacja skutków starzenia się skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie i odmłodzenie skóry),
- problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa),
- głębokie oczyszczenie i odświeżenie skóry,
- regeneracja skóry narażonej na zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu,
- redukcja opuchlizny i zmarszczek w okolicach oczu oraz likwidacja cieni pod oczami.

## Najnowsza technologia oczyszczania wodorowego!

Nowa funkcja podgrzewania wody wodorowej, gwarantuje o 50% głębsze i bardziej skuteczne oczyszczanie skóry.



## PROCEDURA ZABIEGOWA, OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

- ETAP I OCZYSZCZANIE WODOROWE CIEPŁYM WODOREM.** Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Aktywny wodór wnika w głąb skóry i niszczy wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry i zamienia je w cząsteczki wody. **Innowacyjna funkcja podgrzewania wody wodorowej, gwarantuje o 50% głębsze i bardziej skuteczne oczyszczanie skóry.**
- ETAP II HYDRABRAZJA KWASOWA.** Zabieg przeprowadzany na tej samej głowicy jak oczyszczanie wodorowe, jednak zamiast wody z wodorem używamy specjalnych koktajli kwasowych.
- ETAP III INFUZJA TLENOWA.** Polega na wprowadzaniu skoncentrowanych składników aktywnych w postaci serum za pomocą tlenu do głębokich warstw skóry. Jest to innowacyjna metoda odmładzania i nawilżania skóry na poziomie komórkowym. Zabieg daje efekt natychmiastowego wygładzenia i odświeżenia, poprawia kontur twarzy, spłyca drobne zmarszczki.
- ETAP IV RF FALA RADIOWA.** Fale radiowe bipolarne wywołują zjawisko diatermii w skórze. Poprzez przegrzanie włókien kolagenowych, co prowadzi do ich obkurczenia, uzyskujemy efekt zwiększonego napięcia skóry, liftingu, poprawy elastyczności oraz owalu twarzy.
- ETAP V EMS - AKTYWACJA KOMÓREK MIĘŚNIOWYCH.** Wprowadzamy skoncentrowane składniki aktywne przy użyciu głowicy EMS, wykorzystującą falę elektromagnetyczną. Pozwala ona zwiększyć elastyczność i napięcie skóry, a także zwiększyć przepływ krwi w komórkach, rozpoczynając proces przebudowy włókien kolagenu i elastyny. Mięśnie twarzy ulegają napięciu, zmarszczki mimiczne zostają wygładzone, podnosi się owal twarzy.
- ETAP VI MIKROPRĄDY JONOWE 360°.** Specjalnie skonstruowana głowica, działająca w obrębie 360°, aby maksymalnie zwiększyć efekt przewodzenia impulsów elektrycznych. Terapia mikroprądami podwyższa zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych. Skóra po zabiegu staje się jędrna, elastyczna, poprawia się koloryt skóry i wygładzają się drobne zmarszczki.
- ETAP VII GŁOWICA ROZGRZEWAJĄCO - CHŁODZĄCA.** Zakończeniem zabiegu jest relaksujący masaż głowicą rozgrzewająco - chłodzącą. Pozwala on ukoić skórę, obkurczyć naczynia krwionośne oraz zniwelować ewentualne zaczerwienienia.

