

Dane techniczne:

- Dane techniczne:
- Moc 600 VA+-10 VA (3300 A)
- Napięcie AC220 V/50 Hz
- Częstotliwość RF 448 kHz
- Temperatura 39°C - 42°C
- Głębokość grzania 10 mm - 30 mm
- Wymiary urządzenia 45 x 30 x 60 cm



Zestaw zawiera:

- Urządzenie główne z kolorowym, dotykowym ekranem
- Głowica RET z zestawem 5 końcówek o średnicy 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 7cm
- Głowica CET z zestawem 5 końcówek o średnicy 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 8cm
- Pady CHD (podkładki nadprzewodzące RF) 4 sztuki
- Elektroda płytkowa: podkładka ujemna
- materiały marketingowe i szkoleniowe
- szkolenie ukończone certyfikatem

Cena katalogowa
27 000 zł netto
33 210 zł brutto

SKORZYSTAJ
Z ATRAKCYJNEJ
OFERTY RATALNEJ
LUB LEASINGOWEJ



Seaweex® Beauty Concept

Al. Witosa 31 lok. 29, 00-710 Warszawa
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweex.pl, info@seaweex.pl



Bioesthetic Diathermy Therapy 448 kHz

NOWOŚĆ



Seaweex®
SKIN LIFT

Biostymulacja i odnowa tkanek na poziomie komórkowym

Najnowszy trend w kosmetyce Hi-Tech!

Urządzenie do radiofrekwencji rezystywnej i pojemnościowej.



Skin Lift to urządzenie oparte na technologii działania fali radiowej o stałej częstotliwości 448 kHz, która stymuluje równowagę jonową potencjału elektrycznego tkanek. Fale radiowe pobudzają naturalne procesy metaboliczne na poziomie komórek skóry właściwej oraz odbudowę włókien kolagenowych.

Skin Lift to intensywna terapia regeneracyjna o szerokim spektrum działania, która ujędrnia skórę, niweluje oznaki starzenia oraz zapewnia widoczny efekt liftingu. Innowacyjny zakres częstotliwości fali radiowej, pozwala nam na uzyskanie rewelacyjnych efektów w nieinwazyjnym modelowaniu sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej, **niwelowaniu zmarszczek, ujędrnianiu skóry twarzy, szyi, dekoltu i ciała** oraz w poprawie mikrocyrkulacji i eliminacji obrzęków.

Skin Lift ma również szerokie zastosowanie w fizjoterapii przy leczeniu stanów zapalnych oraz przy uszkodzeniach mięśni i stawów. Działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Ten zakres fal radiowych ma również zastosowanie w stanach zapalnych skóry min. przy leczeniu trądziku oraz może być stosowany w celu przyspieszenia gojenia świeżych blizn i rozstępów.

Zabieg jest w pełni bezpieczny, bezbolesny i przyjemny. Bez okresu rekonwalescencji i przerwania ciągłości skóry.

Efekty widoczne już po pierwszym zabiegu!

ZALETY TECHNOLOGII SKIN LIFT 448 KHZ:


- regeneracja kolagenu
- odmłodzenie – redukcja zmarszczek
- redukcja podwójnego podbródka
- uniesienie opadających powiek
- lifting i ujędrnienie skóry
- redukcja blizn i rozstępów
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- modelowanie owalu twarzy
- ujędrnianie biustu
- zwiększenie krążenia krwi
- regeneracja tkanek
- wspomaganie leczenia trądziku
- działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe



CET (Capactive Electric Transfer) - elektroda pojemnościowa

Przeznaczona do zabiegów powierzchniowych oraz do tkanek wysoko unaczynionych.

Głowica pojemnościowa działa jak miejscowy kondensator, stymulując fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, dając efekt zwiększonego napięcia i gęstości skóry oraz poprawy jej elastyczności. Fale radiowe przepływając przez tkankę skóry wywołują efekt polaryzacji ruchu elektronów. Rezultatem tej polaryzacji jest podskórne (wewnętrzne) rozgrzanie tkanki, w następstwie czego włókna kolagenu zostają pobudzone do napinania i ujędrniania. Skóra staje się jędrna i zagęszczona, poprawia się również jej struktura, a zmarszczki ulegają znacznemu spłyceniu i wygładzeniu.



RET (Resistive Electric Transfer) - elektroda rezystancyjna

Przeznaczona do tkanek włóknistych, gęstych i grubych, zawierających tłuszcz.

Głowica wysokiej częstotliwości RET ma działanie odchudzające. Urządzenie wysyła energię o wysokiej częstotliwości do ludzkiego ciała, generuje głębokie ciepło z warstwy skóry właściwej i rozkłada tkankę tłuszczową, tym samym osiągając cel utraty wagi. Terapia falą radiową RET nie tylko skutecznie ujędrni skórę, ale również efektywnie zmniejszy cellulit oraz zredukuje tkankę tłuszczową. Jest to doskonały sposób do kształtowania i modelowania sylwetki. Ponadto fale radiowe stymulują tkanki powierzchowne i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację, wykazując również działanie silnie przeciwzapalne i przeciwbólowe.



Zasada CHD opiera się na nadprzewodzącej technologii częstotliwości fali radiowej jako rdzeniu, wspomagając system stałej kontroli temperatury. Fala radiowa stymuluje metabolizm kwasu mlekowego w mięśniach, łagodzi ból, przyspiesza krążenie krwi i wspomaga metabolizm. Ciągła stymulacja termiczna może skutecznie stymulować komórki tłuszczowe do kurczenia się i apoptozy oraz odgrywać rolę w redukcji tkanki tłuszczowej i modelowaniu sylwetki.

W tkance podskórnej następuje obkurczenie komórek tłuszczowych, co prowadzi do ich redukcji.

Fale radiowe zwiększają pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach. Działają wspomagająco w redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz w modelowaniu sylwetki i poprawy napięcia skóry.